

Fauteuil de prélèvement hauteur fixe

Gamme 525 **525 02**








DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de prélèvement à hauteur fixe, 3 parties
- Dossier et jambière réglables par systèmes mécaniques
- La jambière peut être mise en position verticale
- Position de Trendelenburg
- Sellerie avec couture apparente, non-feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé d'une paire de gouttières prise de sang inclinées et réglables en hauteur uniquement
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

DIMENSIONS

- Hauteur 52cm
- Largeur 55cm
- Largeur hors tout 83cm
- Capacité de charge : 130kg



À NOTER

Tous nos fauteuils peuvent être mis en **position allongée**

Vous aimerez aussi:

Réf. **525 01**: Idem 525 02 mais hauteur 75cm



V02-10/22 Page 2 sur 7

ACCESSOIRES



ACC 537

Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers pour toutes gammes sauf LUVIA



ACC 535

Jeu d'étaux double diam. 14mm et 16mm pour gouttière + tige porte-sérum



ACC 105

Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau



ACC 964

Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau



SLFEMIREPOSE

Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité




ACC 514-GOUT

Protection gouttière en plastique transparent, l'unité



ACC 514-ASSISE

Protection plastique assise



ACC514/525-JAMB

Protection plastique pour iambière



ACC 517-512

Protection plastique pour dossier



ACC 54005

Têtière 1/2 lune largeur 55cm ` revêtement non feu M1



ACC 910-PLAT02

Plateau inox support 340x340 avec étau



ACC 910-PLAT04

support 350x270 avec étau

Plateau plastique



ACC 113U

Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau prêt à fixer sur fauteuil




ACC 113U-105

Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux pour adapter une paire d'étriers prêt à fixer sur fauteuil



ACC 32012

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets plastiques, sans étau




ACC 32014

Tige porte-sérum inox diam. 16mm, 2 crochets inox, sans étau



ACC TETERGO

Têtière ergonomique amovible



ACC 125

Porte rouleau adaptable tous modèles

V02-10/22 Page 3 sur 7



Sellerie non-feu classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Revêtement: Sellerie Gamme Urban




V02-10/22 Page 4 sur 7



Toute la gamme 525 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

Piètement Peinture EPOXY



V02-10/22 Page 5 sur 7

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

 Sellerie: nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

• Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

Châssis: 2 ansSellerie: 1 an

V02-10/22 Page 6 sur 7





Parc d'entreprises Visionis 278 rue de l'industrie 01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49 Fax: +33(0)4 74 66 69 50

commercial@carinamedical.com

V02-10/22 Page 7 sur 7